



Kugelschliff-GL-Verbindung

Aus Fluorkunststoff. Zum Anschluss von Schläuchen, Fühlern (z.B.: Pt-100, pH-Sonde usw.) oder Rohren an Kugelschliff-Pfannen durch einen GL-Gewindehals. Der breite, griffige Rand ermöglicht ein sicheres Befestigen der Schläuche. Die handelsüblichen Schlieffklammern lassen sich problemlos verwenden. Für den problemlosen Leitungsanschluss empfehlen wir die Laborverschraubungen, die dem gewünschten Schlauch-Adm. entsprechend separat geordert werden müssen.

Artikel.Nr.	KS	GL	Durchgang		CHF / Stk.
06.357.001	19	18	10.5 mm	D 790-24	17.80
06.357.002	29	25	14.5 mm	D 790-36	23.50
06.357.003	35	25	14.5 mm	D 790-48	25.70



Gabelklemmen

Aus Stahl verzinkt, für Kugelschliffe mit Feststellschraube

Artikel.Nr.	KS				CHF / Stk.
07.321.002	19				11.30
07.321.003	29				12.50
07.321.004	35				15.20

Kugelschliff-GL-Verbindung