

AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

AMSI-Quarzglas



Januar 2012-ma/ra / kapitel 8 op 2012


Alle Preise auf Anfrage!

08.001.xxx

Normalschliff-Kerne aus Quarzglas

DIN 12 249

Artikel-Nr.	NS	Rohr-Adm. mm	Länge mm	CHF / Stk.
08.001.001	5/13	4	120	a.Anfrage
08.001.002	7/16	6	120	a.Anfrage
08.001.003	10/19	8	120	a.Anfrage
08.001.004	14/23	13	120	a.Anfrage
08.001.005	19/26	17	120	a.Anfrage
08.001.006	24/29	22	150	a.Anfrage
08.001.007	29/32	26	150	a.Anfrage
08.001.008	34/35	30	150	a.Anfrage
08.001.009	45/40	40	150	a.Anfrage
08.001.010	60/46	56	180	a.Anfrage
08.001.011	71/51	65	200	a.Anfrage
08.001.012	85/55	80	200	a.Anfrage




08.002.xxx

Normalschliff-Hülsen aus Quarzglas

DIN 12 249

Artikel-Nr.	NS	Rohr-Adm. mm	Länge mm	CHF / Stk.
08.002.001	5/13	8	120	a.Anfrage
08.002.002	7/16	10	120	a.Anfrage
08.002.003	10/19	13	120	a.Anfrage
08.002.004	14/23	17	120	a.Anfrage
08.002.005	19/26	22	120	a.Anfrage
08.002.006	24/29	28	150	a.Anfrage
08.002.007	29/32	33	150	a.Anfrage
08.002.008	34/35	40	150	a.Anfrage
08.002.009	45/40	50	150	a.Anfrage
08.002.010	60/46	65	180	a.Anfrage
08.002.011	71/51	75	200	a.Anfrage
08.002.012	85/55	90	200	a.Anfrage




08.003.xxx

Normalschliff-Kerne mit Verlängerung aus Quarzglas

DIN 12 249

Artikel-Nr.	NS	Rohr-Adm.	Länge		CHF / Stk.
		mm	mm		
08.003.001	12/21	11	150		a.Anfrage
08.003.002	14/23	13	150		a.Anfrage
08.003.003	19/26	17	150		a.Anfrage
08.003.004	24/29	22	175		a.Anfrage
08.003.005	29/32	26	175		a.Anfrage
08.003.006	34/35	30	175		a.Anfrage
08.003.007	45/40	40	175		a.Anfrage
08.003.008	60/46	56	200		a.Anfrage
08.003.009	71/51	65	220		a.Anfrage
08.003.010	85/55	80	220		a.Anfrage




08.004.xxx

Kugelschliff-Pfannen aus Quarzglas

DIN 12 264

Artikel-Nr.	KS		Totallänge		CHF / Stk.
			mm		
08.004.001	13/2		100		a.Anfrage
08.004.002	13/5		100		a.Anfrage
08.004.003	19/9		100		a.Anfrage
08.004.004	29/15		120		a.Anfrage
08.004.005	35/20		120		a.Anfrage
08.004.006	40/25		150		a.Anfrage
08.004.007	41/25		150		a.Anfrage
08.004.008	51/30		150		a.Anfrage
08.004.009	64/40		150		a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch


info@amsi.ch

08.005.xxx

Kugelschliff-Kugeln aus Quarzglas

DIN 12 264

Artikel-Nr.	KS	Ausführung	Totallänge		CHF / Stk.
		ohne Nut	mm		
08.005.001	13/2	massiv	100		a.Anfrage
08.005.002	13/5	massiv	100		a.Anfrage
08.005.003	19/9	massiv	100		a.Anfrage
08.005.004	29/15	hohl	120		a.Anfrage
08.005.005	35/20	hohl	120		a.Anfrage
08.005.006	40/25	hohl	150		a.Anfrage
08.005.007	41/25	hohl	150		a.Anfrage
08.005.008	51/30	hohl	150		a.Anfrage
08.005.009	64/40	hohl	150		a.Anfrage




Mit Nut für O-Ring - auf Anfrage

08.006.xxx

Vakuum-Kleinflanschen aus Quarzglas

Artikel-Nr.	Grösse				CHF / Stk.
	DN				
08.006.001	10				a.Anfrage
08.006.002	16				a.Anfrage
08.006.003	25				a.Anfrage
08.006.004	40				a.Anfrage
08.006.005	50				a.Anfrage




08.007.xxx

GL-Gewinde aus Quarzglas

DIN 12 216, zur Weiterverarbeitung

Artikel-Nr.	GL	Rohr-Durchm.			CHF / Stk.
		mm			
08.007.001	14	12			a.Anfrage
08.007.002	18	16			a.Anfrage
08.007.003	25	22			a.Anfrage
08.007.004	32	28			a.Anfrage
08.007.005	45	42			a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG


Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

08.008.xxx

HV-Spindelventile aus Quarzglas

Chemisch beständig, hochvakuumdicht, temperaturwechselbeständig;
Herausdrehsicherung; Hochtemperaturbereich bis 200°C

Artikel-Nr.	Grösse				CHF / Stk.
	DN				
08.008.001	3				a.Anfrage
08.008.002	6				a.Anfrage
08.008.003	10				a.Anfrage




08.009.xxx

Einweghähne aus Quarzglas

DIN 12 542


Artikel-Nr.	Bohrung	Hülse			CHF / Stk.
	mm	mm			
08.009.001	2	12.5			a.Anfrage
08.009.002	3	14.5			a.Anfrage
08.009.003	4	18.8			a.Anfrage
08.009.004	6	21.5			a.Anfrage
08.009.005	10	29.2			a.Anfrage



08.010.xxx

Planflanschen, geschliffen, aus Quarzglas ohne Nut

Artikel-Nr.	DN	Flansch-Adm.	Höhe		CHF / Stk.
		mm	mm		
08.010.001	60	100	80		a.Anfrage
08.010.002	100	138	100		a.Anfrage
08.010.003	120	158	100		a.Anfrage
08.010.004	150	184	100		a.Anfrage
08.010.005	200	242	100		a.Anfrage
mit Nut, DIN 12 214					
Artikel-Nr.	DN	Flansch-Adm.	Höhe		CHF / Stk.
		mm	mm		
08.010.006	60	100	80		a.Anfrage
08.010.007	100	138	100		a.Anfrage
08.010.008	120	158	100		a.Anfrage
08.010.009	150	184	100		a.Anfrage
08.010.010	200	242	100		a.Anfrage




08.011.xxx

Rohlinge für Planschliff-Deckel, aus Quarzglas

ungeschliffen, DIN 12 214


Artikel-Nr.	DN	Flansch-Adm.	Höhe		CHF / Stk.
		mm	mm		
08.011.001	60	100	42		a.Anfrage
08.011.002	100	138	65		a.Anfrage
08.011.003	120	158	70		a.Anfrage
08.011.004	150	184	70		a.Anfrage
08.011.005	200	242	94		a.Anfrage



08.012.xxx

Planschliff-Reaktionsgefässe aus Quarzglas


Artikel-Nr.	Inhalt	NW	Gefäss-Adm.	Totalhöhe	CHF / Stk.
	ml		mm	mm	
08.012.001	100	60	68	85	a.Anfrage
08.012.002	250	60	70	125	a.Anfrage
08.012.003	500	100	106	120	a.Anfrage
08.012.004	1000	100	106	205	a.Anfrage
08.012.005	2000	100	140	270	a.Anfrage



08.013.xxx

Planschliff-Deckel aus Quarzglas

Artikel-Nr.	NW	Mittelhals	Seitenhalse	Totalhöhe	CHF / Stk.
		mm	schräg mm	mm	
08.013.001	60	29/32	2 x 19/26	85	a.Anfrage
08.013.002	100	29/32	1 x 14/23	85	a.Anfrage
08.013.003	100	29/32	3 x 29/32	125	a.Anfrage
08.013.004	100	29/32	2 x 29/32	125	a.Anfrage
08.013.005	100	29/32	1 x 14 gerade	125	a.Anfrage
08.013.006	100	29/32	3 x 29 gerade	125	a.Anfrage



08.014.xxx

Rundkolben aus Quarzglas

Artikel-Nr.	Inhalt ml				CHF / Stk.
08.014.001	500				a.Anfrage
08.014.002	1000				a.Anfrage
08.014.003	2000				a.Anfrage
08.014.004	3000				a.Anfrage




08.015.xxx

Enghals-Kurzhals-Rundkolben aus Quarzglas

mit Bördelrand, DIN 12 353

Artikel-Nr.	Inhalt ca. ml	Kolben-Adm. mm	Totalhöhe mm		CHF / Stk.
08.015.001	50	51	105		a.Anfrage
08.015.002	100	64	115		a.Anfrage
08.015.003	250	85	145		a.Anfrage
08.015.004	500	105	175		a.Anfrage
08.015.005	1000	131	210		a.Anfrage
08.015.006	2000	165	260		a.Anfrage
08.015.007	4000	207	315		a.Anfrage



08.016.xxx

Enghals-Kurzhals-Rundkolben aus Quarzglas

mit Normschliff, DIN 12 353


Artikel-Nr.	Inhalt ca. ml	Normschliff	Kolben-Adm. mm	Totalhöhe mm	CHF / Stk.
08.016.001	50	19/26	51	105	a.Anfrage
08.016.002	100	19/26	64	115	a.Anfrage
08.016.003	250	29/32	85	145	a.Anfrage
08.016.004	500	29/32	105	175	a.Anfrage
08.016.005	1000	29/32	131	210	a.Anfrage
08.016.006	2000	29/32	165	260	a.Anfrage

08.017.xxx

Weithals-Kurzhals-Rundkolben aus Quarzglas

mit Bördelrand, DIN 12 353

Artikel-Nr.	Inhalt ca. ml	Kolben-Adm. mm	Totalhöhe mm		CHF / Stk.
08.017.001	50	51	105		a.Anfrage
08.017.002	100	64	115		a.Anfrage
08.017.003	250	85	145		a.Anfrage
08.017.004	500	105	175		a.Anfrage
08.017.005	1000	131	210		a.Anfrage
08.017.006	2000	165	260		a.Anfrage
08.017.007	4000	207	315		a.Anfrage
08.017.008	5000	223	305		a.Anfrage



08.018.xxx

Weithals-Kurzhals-Rundkolben aus Quarzglas

mit Normschliff, DIN 12 353


Artikel-Nr.	Inhalt ca. ml	Normschliff	Kolben-Adm. mm	Totalhöhe mm	CHF / Stk.
08.018.001	50	29/32	51	105	a.Anfrage
08.018.002	100	29/32	64	115	a.Anfrage
08.018.003	250	45/40	85	145	a.Anfrage
08.018.004	500	45/40	105	175	a.Anfrage
08.018.005	1000	45/40	131	210	a.Anfrage
08.018.006	2000	45/40	165	260	a.Anfrage
08.018.007	4000	60/46	207	315	a.Anfrage
08.018.008	5000	60/46	223	310	a.Anfrage

08.019.xxx

Stehkolben aus Quarzglas

Weithals, mit Bördelrand, mittellang, DIN 12 353

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Kolben-Adm. mm	Totalhöhe mm		CHF / Stk.
08.019.001	50	51	105		a.Anfrage
08.019.002	100	64	115		a.Anfrage
08.019.003	250	85	145		a.Anfrage
08.019.004	500	105	175		a.Anfrage
08.019.005	1000	131	210		a.Anfrage
08.019.006	2000	165	260		a.Anfrage



08.020.xxx

Stehkolben aus Quarzglas

Weithals, mit Normschliff, mittellang, DIN 12 353

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Normschliff	Kolben-Adm. mm	Totalhöhe mm	CHF / Stk.
08.020.001	50	29/32	51	105	a.Anfrage
08.020.002	100	29/32	64	115	a.Anfrage
08.020.003	250	45/40	85	145	a.Anfrage
08.020.004	500	45/40	105	175	a.Anfrage
08.020.005	1000	45/40	131	210	a.Anfrage
08.020.006	2000	45/40	165	260	a.Anfrage

08.021.xxx

Kjeldahlkolben aus Quarzglas

ohne Normschliff, DIN 12 360


Artikel-Nr.	Inhalt ml	Hals-Adm. mm	Kolben-Adm. mm	Totalhöhe mm	CHF / Stk.
08.021.001	50	22	51	200	a.Anfrage
08.021.002	100	22	60	200	a.Anfrage
08.021.003	250	34	81	270	a.Anfrage
08.021.004	500	34	101	300	a.Anfrage
08.021.005	750	34	115	340	a.Anfrage
08.021.006	1000	34	126	350	a.Anfrage

08.022.xxx

Kjeldahlkolben aus Quarzglas

mit Normschliff

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Normschliff	Kolben-Adm. mm	Totalhöhe mm	CHF / Stk.
08.022.001	50	19/26	51	200	a.Anfrage
08.022.002	100	19/26	60	200	a.Anfrage
08.022.003	250	29/32	81	270	a.Anfrage
08.022.004	500	29/32	101	300	a.Anfrage
08.022.005	750	29/32	115	340	a.Anfrage
08.022.006	1000	29/32	126	350	a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

08.023.xxx

Enghals-Erlenmeyerkolben aus Quarzglas

mit Bördelrand, DIN 12 380

Artikel-Nr.	Inhalt ml	grösster Adm.ca.mm	Totalhöhe mm		CHF / Stk.
08.023.001	25	42	70		a.Anfrage
08.023.002	50	51	85		a.Anfrage
08.023.003	100	64	105		a.Anfrage
08.023.004	250	85	140		a.Anfrage
08.023.005	500	105	175		a.Anfrage
08.023.006	1000	131	220		a.Anfrage
08.023.007	2000	166	280		a.Anfrage
08.023.008	3000	187	310		a.Anfrage
08.023.009	5000	220	365		a.Anfrage



08.024.xxx

Enghals-Erlenmeyerkolben aus Quarzglas

mit Normschliff, DIN 12 353

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Normschliff	grösster Adm.ca.mm	Totalhöhe mm	CHF / Stk.
08.024.001	25	14/23	42	70	a.Anfrage
08.024.002	50	14/23	54	80	a.Anfrage
08.024.003	100	14/23	65	105	a.Anfrage
08.024.004	250	29/32	85	140	a.Anfrage
08.024.005	500	29/32	105	175	a.Anfrage
08.024.006	1000	29/32	134	210	a.Anfrage
08.024.007	2000	29/32	163	280	a.Anfrage
08.024.008	3000	45/40	185	315	a.Anfrage


Andere Grössen auf Anfrage

08.025.xxx

Weithals-Erlenmeyerkolben aus Quarzglas

mit Bördelrand

Artikel-Nr.	Inhalt ml	grösster Adm.ca.mm	Totalhöhe mm		CHF / Stk.
08.025.001	50	51	80		a.Anfrage
08.025.002	100	64	105		a.Anfrage
08.025.003	250	85	140		a.Anfrage
08.025.004	500	105	175		a.Anfrage
08.025.005	1000	130	210		a.Anfrage
08.025.006	2000	153	275		a.Anfrage



08.026.xxx

Weithals-Erlenmeyerkolben aus Quarzglas

mit Normschliff, DIN 12 353


Artikel-Nr.	Inhalt ml	Normalschliff	grösster Adm.ca.mm	Totalhöhe mm	CHF / Stk.
08.026.001	50	29/32	54	80	a.Anfrage
08.026.002	100	29/32	65	105	a.Anfrage
08.026.003	250	45/40	85	140	a.Anfrage
08.026.004	500	45/40	105	175	a.Anfrage
08.026.005	1000	45/40	134	220	a.Anfrage
08.026.006	2000	45/40	163	280	a.Anfrage

08.027.xxx

Messkolben aus Quarzglas

Enghals, mit Bördelrand, DIN 12 664

Artikel-Nr.	Inhalt ml			Totalhöhe ca. mm	CHF / Stk.
08.027.001	25			110	a.Anfrage
08.027.002	50			140	a.Anfrage
08.027.003	100			170	a.Anfrage
08.027.004	250			220	a.Anfrage
08.027.005	500			260	a.Anfrage
08.027.006	1000			300	a.Anfrage
08.027.007	2000			370	a.Anfrage




08.028.xxx

Messkolben aus Quarzglas

Enghals, mit Normschliff-Stopfen, DIN 12 664

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Normalschliff		Totalhöhe ca. mm	CHF / Stk.
08.028.001	25	10/19		110	a.Anfrage
08.028.002	50	12/21		140	a.Anfrage
08.028.003	100	12/21		170	a.Anfrage
08.028.004	250	14/23		220	a.Anfrage
08.028.005	500	19/26		260	a.Anfrage
08.028.006	1000	24/29		300	a.Anfrage
08.028.007	2000	29/32		370	a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

08.029.xxx

Spitzkolben aus Quarzglas

mit Normschliff 19/26, DIN 12 383

Artikel-Nr.	Inhalt		Kolben-Adm.	Totalhöhe	CHF / Stk.
	ml		mm	mm	
08.029.001	10		30	75	a.Anfrage
08.029.002	25		40	90	a.Anfrage
08.029.003	50		51	100	a.Anfrage
08.029.004	100		64	130	a.Anfrage
08.029.005	250		85	150	a.Anfrage



08.030.xxx

Bechergläser aus Quarzglas

niedere Form, ohne Ausguss, ohne Teilung, DIN 12 330


Artikel-Nr.	Inhalt	Adm.	Höhe		CHF / Stk.
	ml	mm	mm		
08.030.001	5	21	29		a.Anfrage
08.030.002	10	25	35		a.Anfrage
08.030.003	25	32	47		a.Anfrage
08.030.004	50	39	55		a.Anfrage
08.030.005	100	49	70		a.Anfrage
08.030.006	150	55	80		a.Anfrage
08.030.007	250	69	90		a.Anfrage
08.030.008	400	80	100		a.Anfrage
08.030.009	600	90	115		a.Anfrage
08.030.010	800	98	135		a.Anfrage
08.030.011	1000	105	145		a.Anfrage
08.030.012	2000	130	185		a.Anfrage
08.030.013	3000	155	210		a.Anfrage
08.030.014	5000	170	270		a.Anfrage

08.031.xxx

Bechergläser aus Quarzglas

niedere Form, mit Ausguss, ohne Teilung

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Adm. mm	Höhe mm	CHF / Stk.
08.031.001	5	21	29	a.Anfrage
08.031.002	10	25	35	a.Anfrage
08.031.003	25	32	47	a.Anfrage
08.031.004	50	39	55	a.Anfrage
08.031.005	100	49	70	a.Anfrage
08.031.006	150	55	80	a.Anfrage
08.031.007	250	69	90	a.Anfrage
08.031.008	400	80	100	a.Anfrage
08.031.009	600	90	115	a.Anfrage
08.031.010	800	98	135	a.Anfrage
08.031.011	1000	105	145	a.Anfrage
08.031.012	2000	130	185	a.Anfrage
08.031.013	3000	155	210	a.Anfrage
08.031.014	5000	170	270	a.Anfrage



08.032.xxx

Bechergläser aus Quarzglas

hohe Form, ohne Ausguss, ohne Teilung, DIN 12 330

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Adm. mm	Höhe mm	CHF / Stk.
08.032.001	50	38	65	a.Anfrage
08.032.002	100	45	80	a.Anfrage
08.032.003	150	52	97	a.Anfrage
08.032.004	250	60	115	a.Anfrage
08.032.005	400	70	130	a.Anfrage
08.032.006	600	78	145	a.Anfrage
08.032.007	800	86	170	a.Anfrage
08.032.008	1000	95	185	a.Anfrage
08.032.009	2000	115	235	a.Anfrage
08.032.010	3000	135	280	a.Anfrage

08.033.xxx

Bechergläser aus Quarzglas

hohe Form, mit Ausguss, ohne Teilung

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Adm. mm	Höhe mm	CHF / Stk.
08.033.001	50	38	65	a.Anfrage
08.033.002	100	45	80	a.Anfrage
08.033.003	150	52	97	a.Anfrage
08.033.004	250	60	115	a.Anfrage
08.033.005	400	70	130	a.Anfrage
08.033.006	600	78	145	a.Anfrage
08.033.007	800	86	170	a.Anfrage
08.033.008	1000	95	185	a.Anfrage
08.033.009	2000	115	235	a.Anfrage
08.033.010	3000	135	280	a.Anfrage



08.034.xxx

Wägegläser aus Quarzglas

hohe Form, mit austauschbarem NS-Deckelstopfen, DIN 12 605

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Adm. mm	Höhe mm	CHF / Stk.
08.034.001	10	25	40	a.Anfrage
08.034.002	20	30	50	a.Anfrage
08.034.003	45	40	65	a.Anfrage
08.034.004	45	35	70	a.Anfrage
08.034.005	70	40	80	a.Anfrage
08.034.006	110	50	80	a.Anfrage




08.035.xxx

Wägegläser aus Quarzglas

niedere Form, mit austauschbarem NS-Deckelstopfen, DIN 12 605

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Adm. mm	Höhe mm	CHF / Stk.
08.035.001	6	25	25	a.Anfrage
08.035.002	15	35	30	a.Anfrage
08.035.003	15	40	25	a.Anfrage
08.035.004	30	50	30	a.Anfrage
08.035.005	45	60	30	a.Anfrage
08.035.006	80	80	30	a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

08.036.xxx

Weithals-Standflaschen aus Quarzglas

mit Normschliff und Deckelstopfen, DIN 12 039

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Normschliff	Höhe ohne Stopfen mm	CHF / Stk.
08.036.001	50	24/20	77	a.Anfrage
08.036.002	100	29/22	95	a.Anfrage
08.036.003	250	34/35	128	a.Anfrage
08.036.004	500	45/27	162	a.Anfrage
08.036.005	1000	60/46	198	a.Anfrage
08.036.006	2000	60/46	246	a.Anfrage



08.037.xxx

Enghals-Standflaschen aus Quarzglas

mit Normschliff und Deckelstopfen, DIN 12 036

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Normschliff	Höhe ohne Stopfen mm	CHF / Stk.
08.037.001	10	10/19	52	a.Anfrage
08.037.002	25	12/21	64	a.Anfrage
08.037.003	50	14/15	77	a.Anfrage
08.037.004	100	14/23	103	a.Anfrage
08.037.005	250	19/26	128	a.Anfrage
08.037.006	500	24/29	162	a.Anfrage
08.037.007	1000	29/32	198	a.Anfrage
08.037.008	2000	29/32	246	a.Anfrage
08.037.009	5000	45/40	318	a.Anfrage




08.038.xxx

Abdampfschalen aus Quarzglas

mit Ausguss, DIN 12 336

Artikel-Nr.	Rand- Adm. mm	Höhe mm	Inhalt ml	CHF / Stk.
08.038.001	40	18	10	a.Anfrage
08.038.002	50	25	15	a.Anfrage
08.038.003	60	30	45	a.Anfrage
08.038.004	70	35	60	a.Anfrage
08.038.005	80	45	90	a.Anfrage
08.038.006	95	55	170	a.Anfrage
08.038.007	115	65	320	a.Anfrage
08.038.008	140	80	600	a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch


info@amsi.ch

08.039.xxx

Kristallisierschalen aus Quarzglas

ohne Ausguss, DIN 12 337

Artikel-Nr.	Adm.	Höhe	Inhalt		CHF / Stk.
	mm	mm	ml		
08.039.001	40	25	20		a.Anfrage
08.039.002	50	30	40		a.Anfrage
08.039.003	60	35	60		a.Anfrage
08.039.004	70	40	100		a.Anfrage
08.039.005	80	45	150		a.Anfrage
08.039.006	95	55	300		a.Anfrage
08.039.007	115	65	500		a.Anfrage
08.039.008	140	75	900		a.Anfrage



08.040.xxx

Kristallisierschalen aus Quarzglas

mit Ausguss, DIN 12 338

Artikel-Nr.	Adm.	Höhe	Inhalt		CHF / Stk.
	mm	mm	ml		
08.040.001	40	25	20		a.Anfrage
08.040.002	50	30	40		a.Anfrage
08.040.003	60	35	60		a.Anfrage
08.040.004	70	40	100		a.Anfrage
08.040.005	80	45	150		a.Anfrage
08.040.006	95	55	300		a.Anfrage
08.040.007	115	65	500		a.Anfrage
08.040.008	140	75	900		a.Anfrage



Rechteckige und runde Schalen - auf Anfrage

AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

08.041.xxx

Schmelztiegel aus Quarzglas

DIN 12 904

niedere Form - Tiegel (ohne Deckel)				
Artikel-Nr.	oberer-Dm.	Höhe	Inhalt	CHF / Stk.
	mm	mm	ca. ml	
08.041.001	30	19	6	a.Anfrage
08.041.002	35	22	11	a.Anfrage
08.041.003	40	25	15	a.Anfrage
08.041.004	45	28	25	a.Anfrage
08.041.005	50	32	29	a.Anfrage
08.041.006	70	44	85	a.Anfrage
Deckel allein zu Tiegel - niedere Form				
Artikel-Nr.	oberer-Dm.	Höhe	Inhalt	CHF / Stk.
	mm	mm	ca. ml	
08.041.007	30	19	6	a.Anfrage
08.041.008	35	22	11	a.Anfrage
08.041.009	40	25	15	a.Anfrage
08.041.010	45	28	25	a.Anfrage
08.041.011	50	32	29	a.Anfrage
08.041.012	70	44	85	a.Anfrage



08.042.xxx

Schmelztiegel aus Quarzglas

DIN 12 904

mittlere Form - Tiegel (ohne Deckel)				
Artikel-Nr.	oberer-Dm.	Höhe	Inhalt	CHF / Stk.
	mm	mm	ca. ml	
08.042.001	35	28	15	a.Anfrage
08.042.002	40	32	20	a.Anfrage
08.042.003	45	36	38	a.Anfrage
08.042.004	50	40	49	a.Anfrage
08.042.005	60	48	90	a.Anfrage
08.042.006	70	56	150	a.Anfrage
Deckel allein zu Tiegel - mittlere Form				
Artikel-Nr.	oberer-Dm.	Höhe	Inhalt	CHF / Stk.
	mm	mm	ca. ml	
08.042.007	35	28	15	a.Anfrage
08.042.008	40	32	20	a.Anfrage
08.042.009	45	36	38	a.Anfrage
08.042.010	50	40	49	a.Anfrage
08.042.011	60	48	90	a.Anfrage
08.042.012	70	56	150	a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

08.043.xxx

Schmelztiegel aus Quarzglas, DIN 12 904


hohe Form - Tiegel (ohne Deckel)				
Artikel-Nr.	oberer-Dm.	Höhe	Inhalt	CHF / Stk.
	mm	mm	ca. ml	
08.043.001	30	38	15	a.Anfrage
08.043.002	35	44	24	a.Anfrage
08.043.003	40	50	40	a.Anfrage
08.043.004	45	56	50	a.Anfrage
08.043.005	50	65	75	a.Anfrage
08.043.006	60	75	120	a.Anfrage
Deckel allein zu Tiegel - hohe Form				
08.043.007	30	38	15	a.Anfrage
08.043.008	35	44	24	a.Anfrage
08.043.009	40	50	40	a.Anfrage
08.043.010	45	56	50	a.Anfrage
08.043.011	50	65	75	a.Anfrage
08.043.012	60	75	120	a.Anfrage



08.044.xxx

Kalorimeterschälchen aus Quarzglas

ohne Rand, mit 2 Bohrungen				
Artikel-Nr.	Adm.	Höhe		CHF / Stk.
	mm	mm		
08.044.001	20	20		a.Anfrage
08.044.002	20	26		a.Anfrage
08.044.003	26	20		a.Anfrage
08.044.004	26	26		a.Anfrage
mit Rand				
Artikel-Nr.	Adm.	Höhe		CHF / Stk.
	mm	mm		
08.044.005	26	20		a.Anfrage
08.044.006	26	26		a.Anfrage
08.044.007	30	20		a.Anfrage
08.044.008	30	26		a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94


www.amsi.ch

info@amsi.ch

08.045.xxx

Kalorimeterschälchen aus Quarzglas, DIN 51 785

Artikel-Nr.	Adm. mm	Aussen- Höhe mm	Rand mm		CHF / Stk.
08.045.001	22	20	24		a.Anfrage
08.045.002	26	10	30		a.Anfrage



08.046.xxx

Uhrglasschalen aus Quarzglas, DIN 12 341

Artikel-Nr.	Adm. mm				CHF / Stk.
08.046.001	20				a.Anfrage
08.046.002	40				a.Anfrage
08.046.003	50				a.Anfrage
08.046.004	60				a.Anfrage
08.046.005	70				a.Anfrage
08.046.006	80				a.Anfrage
08.046.007	100				a.Anfrage
08.046.008	125				a.Anfrage
08.046.009	150				a.Anfrage




08.047.xxx

Petrischalen aus Quarzglas, DIN 12 339

komplett

Artikel-Nr.	Grösse mm				CHF / Stk.
08.047.001	60x20				a.Anfrage
08.047.002	80x20				a.Anfrage
08.047.003	100x15				a.Anfrage
08.047.004	100x20				a.Anfrage
08.047.005	120x20				a.Anfrage
08.047.006	150x30				a.Anfrage



Deckel / Unterteil allein - auf Anfrage

AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94


www.amsi.ch

info@amsi.ch

08.048.xxx

Dreiecke aus Quarzglas, aus Stab


Artikel-Nr.	Schenkel mm	Stab-Dm mm		CHF / Stk.
08.048.001	40	5		a.Anfrage
08.048.002	45	6		a.Anfrage
08.048.003	50	6		a.Anfrage
08.048.004	60	6		a.Anfrage
08.048.005	70	7		a.Anfrage



08.049.xxx

Reagenzgläser aus Quarzglas, DIN 12 395

Artikel-Nr.	Durchm. x Länge mm		CHF / Stk.
08.049.001	8 x 70		a.Anfrage
08.049.002	10 x 100		a.Anfrage
08.049.003	12 x 100		a.Anfrage
08.049.004	14 x 130		a.Anfrage
08.049.005	16 x 160		a.Anfrage
08.049.006	18 x 180		a.Anfrage
08.049.007	20 x 180		a.Anfrage
08.049.008	30 x 200		a.Anfrage
08.049.009	40 x 200		a.Anfrage




08.050.xxx

Verbrennungsschiffchen aus Quarzglas

halbrund, mit oder ohne Griff

Artikel-Nr.	Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	CHF / Stk.
08.050.001	25	5	4	a.Anfrage
08.050.002	48	15	10	a.Anfrage
08.050.003	77	16	9	a.Anfrage
08.050.004	78	19	11	a.Anfrage
08.050.005	103	21	14	a.Anfrage
08.050.006	154	34	17	a.Anfrage
08.050.007	200	26	20	a.Anfrage
08.050.008	250	26	20	a.Anfrage
08.050.009	300	26	20	a.Anfrage
08.050.010	350	26	20	a.Anfrage



08.050.xxx

Verbrennungsschiffchen aus Quarzglas

Fortsetzung


Artikel-Nr.	Länge	Breite	Tiefe		CHF / Stk.
	mm	mm	mm		
08.050.011	400	26	20		a.Anfrage
08.050.012	450	26	20		a.Anfrage
08.050.013	480	26	20		a.Anfrage
08.050.014	500	26	20		a.Anfrage

08.051.xxx

Trichter aus Quarzglas

mit kurzem Stiel, DIN 12 445

Artikel-Nr.	Rand.-Adm.	Stiellänge	Stiel-Idm.		CHF / Stk.
	mm	mm	mm		
08.051.001	35	35	3		a.Anfrage
08.051.002	45	45	3		a.Anfrage
08.051.003	55	55	5		a.Anfrage
08.051.004	70	70	5		a.Anfrage
08.051.005	80	80	6		a.Anfrage
08.051.006	100	100	6		a.Anfrage
08.051.007	150	150	12		a.Anfrage
08.051.008	200	175	20		a.Anfrage
08.051.009	250	175	24		a.Anfrage
08.051.010	300	175	24		a.Anfrage




08.052.xxx

Trichter aus Quarzglas

mit langem Stiel, DIN 12 446

Artikel-Nr.	Rand.-Adm.	Stiellänge	Stiel-Idm.		CHF / Stk.
	mm	mm	mm		
08.052.001	45	150	3		a.Anfrage
08.052.002	55	150	3		a.Anfrage
08.052.003	70	150	3		a.Anfrage
08.052.004	80	150	3		a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

08.053.xxx

Tropftrichter aus Quarzglas

zylindrische Form, DIN 12 566

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Normschliff NS	Einweg- Kegelhahn		CHF / Stk.
08.053.001	50	19/26	3		a.Anfrage
08.053.002	100	19/26	3		a.Anfrage
08.053.003	250	29/32	4		a.Anfrage
08.053.004	500	29/32	4		a.Anfrage
08.053.005	1000	29/32	6		a.Anfrage



08.054.xxx

Scheidetrichter aus Quarzglas

schwere Ausführung, mit NS-Stopfen, DIN 12 450

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Normschliff NS	Kugel-Dm. mm		CHF / Stk.
08.054.001	50	19/26	51		a.Anfrage
08.054.002	100	19/26	64		a.Anfrage
08.054.003	250	29/32	85		a.Anfrage
08.054.004	500	29/32	105		a.Anfrage
08.054.005	1000	29/32	131		a.Anfrage
08.054.006	2000	29/32	166		a.Anfrage
08.054.007	2500	45/40	180		a.Anfrage
08.054.008	5000	45/40	220		a.Anfrage




08.055.xxx

Kugelkühler aus Quarzglas

mit komplettem Normschliff 14/23, DIN 12 581

Artikel-Nr.	Mantellänge mm				CHF / Stk.
08.055.001	200				a.Anfrage
08.055.002	300				a.Anfrage
08.055.003	400				a.Anfrage




08.056.xxx

Dimrothkühler aus Quarzglas

mit komplettem Normschliff 14/23

Artikel-Nr.	Mantellänge				CHF / Stk.
	mm				
08.056.001	200				a.Anfrage
08.056.002	300				a.Anfrage
08.056.003	400				a.Anfrage




08.057.xxx

Schlangenkühler aus Quarzglas

mit komplettem Normschliff 14/23

Artikel-Nr.	Mantellänge				CHF / Stk.
	mm				
08.057.001	200				a.Anfrage
08.057.002	300				a.Anfrage
08.057.003	400				a.Anfrage



08.058.xxx

Intensivkühler aus Quarzglas

mit komplettem Normschliff 14/23

Artikel-Nr.	Mantellänge				CHF / Stk.
	mm				
08.058.001	200				a.Anfrage
08.058.002	300				a.Anfrage



08.059.xxx

Liebigkühler aus Quarzglas

mit komplettem Normschliff 14/23

Artikel-Nr.	Mantellänge				CHF / Stk.
	mm				
08.059.001	150				a.Anfrage
08.059.002	200				a.Anfrage
08.059.003	300				a.Anfrage
08.059.004	400				a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch


08.060.xxx

Stopfen aus Quarzglas

spitze Form

Artikel-Nr.	Normschliff				CHF / Stk.
08.060.001	5/13				a.Anfrage
08.060.002	7/16				a.Anfrage
08.060.003	10/19				a.Anfrage
08.060.004	12/21				a.Anfrage
08.060.005	14/23				a.Anfrage
08.060.006	19/26				a.Anfrage
08.060.007	24/29				a.Anfrage
08.060.008	29/32				a.Anfrage
08.060.009	34/35				a.Anfrage
08.060.010	45/40				a.Anfrage

DIN 12252



Form / shape C


08.061.xxx

Übergangsstücke aus Quarzglas

Artikel-Nr.	NS-Hülse	NS-Kern			CHF / Stk.
08.061.001	14/23	19/26			a.Anfrage
08.061.002	14/23	29/32			a.Anfrage
08.061.003	19/26	29/32			a.Anfrage
08.061.004	29/32	45/40			a.Anfrage
08.061.005	19/26	14/23			a.Anfrage
08.061.006	29/32	14/23			a.Anfrage
08.061.007	29/32	19/26			a.Anfrage

DIN 12257

Kleinere Kegelhülse auf größeren Kegelkern



Größere Kegelhülse auf kleineren Kegelkern





08.062.xxx

Rundkolben aus Quarzglas

mit 2 schrägen Seitenhälsen

Artikel-Nr.	Inhalt	Mittelhals	Seitenhals		CHF / Stk.
	ml	NS	NS		
08.062.001	250	29/32	19/26		a.Anfrage
08.062.002	500	29/32	19/26		a.Anfrage
08.062.003	500	29/32	29/32		a.Anfrage
08.062.004	1000	45/40	29/32		a.Anfrage
mit 3 schrägen Seitenhälsen					
08.062.005	250	29/32	19/26		a.Anfrage
08.062.006	500	29/32	19/26		a.Anfrage
08.062.007	500	29/32	29/32		a.Anfrage
08.062.008	1000	45/40	29/32		a.Anfrage
mit 2 geraden Seitenhälsen					
08.062.009	1000	29/32	29/32		a.Anfrage
08.062.010	2000	29/32	29/32		a.Anfrage
08.062.011	2000	45/40	29/32		a.Anfrage
08.062.012	4000	45/40	29/32		a.Anfrage
08.062.013	6000	45/40	29/32		a.Anfrage
mit 3 geraden Seitenhälsen					
08.062.014	1000	29/32	29/32		a.Anfrage
08.062.015	2000	29/32	29/32		a.Anfrage
08.062.016	2000	45/40	29/32		a.Anfrage
08.062.017	4000	45/40	29/32		a.Anfrage
08.062.018	6000	45/40	29/32		a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

08.063.xxx

Rundkolben aus Quarzglas

mit 1 geradem Seitenhals


Artikel-Nr.	Inhalt ml	Mittelhals NS	Seitenhals NS		CHF / Stk.
08.063.001	250	29/32	14/23		a.Anfrage
08.063.002	250	29/32	29/32		a.Anfrage
08.063.003	500	29/32	14/32		a.Anfrage
08.063.004	500	29/32	29/32		a.Anfrage
08.063.005	1000	29/32	14/23		a.Anfrage
08.063.006	1000	29/32	29/32		a.Anfrage
08.063.007	2000	29/32	14/32		a.Anfrage
08.063.008	2000	29/32	29/32		a.Anfrage
08.063.009	4000	29/32	14/23		a.Anfrage
08.063.010	4000	29/32	29/32		a.Anfrage
mit 1 schrägem Seitenhals					
08.063.011	100	29/32	14/23		a.Anfrage
08.063.012	100	29/32	29/32		a.Anfrage
08.063.013	250	29/32	14/23		a.Anfrage
08.063.014	250	29/32	29/32		a.Anfrage
08.063.015	500	29/32	14/23		a.Anfrage
08.063.016	500	29/32	29/32		a.Anfrage
08.063.017	1000	29/32	14/23		a.Anfrage
08.063.018	1000	29/32	29/32		a.Anfrage
08.063.019	2000	29/32	14/23		a.Anfrage
08.063.020	2000	29/32	29/32		a.Anfrage
08.063.021	4000	29/32	14/23		a.Anfrage

08.064.xxx

Destillationskolben aus Quarzglas, mit Kugelschliff

mit 2 Seitenhalse

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Mittelhals KS-Pfanne	Seitenhals NS-Hülse		CHF / Stk.
08.064.001	500	51	14/23		a.Anfrage
08.064.002	500	51	19/26		a.Anfrage
08.064.003	1000	51	14/23		a.Anfrage
08.064.004	1000	51	19/26		a.Anfrage
08.064.005	2000	64	14/23		a.Anfrage
08.064.006	2000	64	19/26		a.Anfrage
08.064.007	4000	64	14/23		a.Anfrage
08.064.008	4000	64	19/26		a.Anfrage




08.064.xxx

Destillationskolben

mit 3 Seitenhalse

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Mittelhals KS-Pfanne	Seitenhals NS-Hulse		CHF / Stk.
08.064.009	500	51	14/23		a.Anfrage
08.064.010	500	51	19/26		a.Anfrage
08.064.011	1000	51	14/23		a.Anfrage
08.064.012	1000	51	19/26		a.Anfrage
08.064.013	2000	64	14/23		a.Anfrage
08.064.014	2000	64	19/26		a.Anfrage
08.064.015	4000	64	14/23		a.Anfrage
08.064.016	4000	64	19/26		a.Anfrage



08.065.xxx

Gaswaschflaschen aus Quarzglas, nach Drechsel

mit Normschliff, ohne Filterplatte

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Hohle mm			CHF / Stk.
08.065.001	100	250			a.Anfrage
08.065.002	250	250			a.Anfrage
08.065.003	500	250			a.Anfrage
Aufsatz allein, ohne Filterplatte					
08.065.004					a.Anfrage
mit Filterplatte					
08.065.005	100	250			a.Anfrage
08.065.006	250	250			a.Anfrage
08.065.007	500	250			a.Anfrage
Aufsatz allein, mit Filterplatte					
08.065.008					a.Anfrage



ohne Filter / without filter



mit Filter / with filter

08.066.xxx

Eintauchfilter aus Quarzglas

fur umgekehrte Filtration

Artikel-Nr.	Platten- Durchm. mm	Rohr- Durchm. mm	Lange mm	Typ/Por.	CHF / Stk.
08.066.001	35	10	210	36D, P1	a.Anfrage
08.066.002	35	10	210	36D, P2	a.Anfrage
08.066.003	35	10	210	36D, P3	a.Anfrage
08.066.004	35	10	210	36D, P4	a.Anfrage

08.067.xxx

Gasverteilungsrohre aus Quarzglas


Artikel-Nr.	Platten- Durchm. mm	Rohr- Durchm. mm	Länge mm	Typ/Por.	CHF / Stk.
08.067.001	22	6	250	33cD/P0	a.Anfrage
08.067.002	22	6	250	33cD/P1	a.Anfrage
08.067.003	22	6	250	33cD/P2	a.Anfrage
08.067.004	25	9	250	175D/P0	a.Anfrage
08.067.005	25	9	250	175D/P1	a.Anfrage
08.067.006	25	9	250	175D/P2	a.Anfrage
08.067.007	34	11	250	176D/P1	a.Anfrage

08.068.xxx

Vollpipetten aus Quarzglas, Klasse A

mit einer Marke, DIN 12 690

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Länge mm		CHF / Stk.
08.068.001	0.5	300		a.Anfrage
08.068.002	1	300		a.Anfrage
08.068.003	2	330		a.Anfrage
08.068.004	5	400		a.Anfrage
08.068.005	10	440		a.Anfrage
08.068.006	20	510		a.Anfrage
08.068.007	25	520		a.Anfrage
08.068.008	50	540		a.Anfrage
08.068.009	100	585		a.Anfrage
Klasse B				
08.068.010	0.5	300		a.Anfrage
08.068.011	1	300		a.Anfrage
08.068.012	2	330		a.Anfrage
08.068.013	5	400		a.Anfrage
08.068.014	10	440		a.Anfrage
08.068.015	20	510		a.Anfrage
08.068.016	25	520		a.Anfrage
08.068.017	50	540		a.Anfrage
08.068.018	100	585		a.Anfrage



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

08.069.xxx

Messpipetten aus Quarzglas, für teilweisen Ablauf
Klasse A oder Klasse B, DIN 12 695

Bitte erfragen Sie die Preise